



## POUČENÍ PRO LÉKAŘE – ANEB JAK VŠE UDĚLAT SPRÁVNĚ

### Získejte odběrovou sadu a přepravní box.

- Sadu pro odběr a přepravu krve získáte vyplněním **on-line objednávkového formuláře**, nebo na **telefonním čísle +420 724 748 308**, nebo na **emailu: [info@prenataladvance.cz](mailto:info@prenataladvance.cz)**.
- V sadě naleznete Žádost o provedení testu, Informovaný souhlas a Poučení pro klienty podstupující NIPT.

### Objednejte pacientku.

- Objednejte pacientku na odběr krve. Zavolejte nebo napište na jeden z výše uvedených kontaktů a my zařídíme kurýra, který si od Vás převezme zásilku s odebranou krví.

### Zkontrolujte platbu.

- Předejte pacientce poučení o platbě. Platba může proběhnout bankovním převodem, nebo vložím na účet.
- Cena testu **PrenatalAdvance 5** je **11 500 Kč / 460 EUR** za standardní test. Test **PrenatalAdvance Plus**, který navíc testuje chromozomy 9 a 16 a mikrodelače stojí **13 500 Kč / 540 EUR**. **PrenatalAdvance KARYO** je nabízen za **18 500 Kč / 740 EUR**. **PrenatalAdvance KARYO Plus** pak za **22 500 Kč / 900 EUR**.
- Nově nabízíme test **GeneAdvance Inherited**, který odhalí vrozená genetická onemocnění způsobená mutací v genu a to za **18 500 Kč / 740 EUR**. **GeneAdvance De Novo**, který je určen pro detekci onemocnění nezděděných od rodičů, rovněž za **18 500 Kč / 740 EUR**. Kombinací testu **GeneAdvance Inherited** a **GeneAdvance De Novo** je pak **GeneAdvance Complete** za **22 500 Kč / 900 EUR**. Další test **PrenatalAdvance Genetics**, představuje spojení testů **PrenatalAdvance KARYO** a **GeneAdvance Complete** a je nabízen za **27 500 Kč / 1100 EUR**. Nejobsáhlejší testem je **PrenatalAdvance Genetics MICRO**, který spojuje test **PrenatalAdvance KARYO Plus** a **GeneAdvance Complete** a je nabízen za **29 500 Kč / 1180 EUR**.
- Ke každému vyšetření je možné přidat testování **RhAdvance**, tedy detekci Rh faktoru a je nabízen za **2000 Kč**.
- V případě zájmu nabízíme také **neinvazivní určení otcovství – PaternityAdvance**, a to jak pro **2 profily (9900 Kč / 400 EUR)** nebo i pro **3 profily (12900 Kč / 500 EUR)**, kde vstupuje do analýzy náhradní matka.
- Před odběrem krve zkontrolujte platbu pacientky! Doklad o úhradě může pacientka odeslat na email: **[info@prenataladvance.cz](mailto:info@prenataladvance.cz)** nebo předložit potvrzení o úhradě bankovním převodem či vložím peněz na účet.



## Předejte k podpisu Informovaný souhlas.

- Předejte pacientce k podpisu [Informovaný souhlas](#) a zodpovězte případné otázky. Vše zkontrolujte! Podpis je nezbytný pro provedení testu!

## Vyplňte s pacientkou žádanku.

- Vyplňte společně s pacientkou [Žádost o provedení testu](#).
- Pamatujte, že pacientka si může vybrat, zda chce znát pohlaví dítěte. Také si může vybrat z několika variant testu:
  - **PrenatalAdvance 5** (chromozomy 21, 18, 13, X a Y)
  - **PrenatalAdvance Plus** (PrenatalAdvance 5 + testování mikroleceí + chr. 9 a 16)
  - **PrenatalAdvance KARYO** (testování početních a strukturních aberací všech chr.)
  - **PrenatalAdvance KARYO Plus** (spojení testů KARYO a Plus)
  - **GeneAdvance Inherited** (detekce vrozených genetických onemocnění způsobených mutací v genu – Cystická fibróza, Srpkovitá anémie, Beta Thalasemie, Dědičná hluchota)
  - **GeneAdvance De Novo** (detekce onemocnění nezděděných od rodičů)
  - **GeneAdvance Complete** (spojení testů GeneAdvance Inherited a GeneAdvance De Novo)
  - **PrenatalAdvance Genetics** (spojení testů PrenatalAdvance KARYO a GeneAdvance Complete)
  - **PrenatalAdvance Genetics MICRO** (spojení testů PrenatalAdvance KARYO Plus a GeneAdvance Complete)
- Požádejte pacientku, aby žádanku podepsala. Zkontrolujte podpisy. **Podpis tohoto dokumentu je nezbytný pro provedení testování na odebraném vzorku krve.**

## Odeberte krev.

- Z přepravního boxu vyjměte zkumavku.
- Na etiketu zkumavky napište **jméno a příjmení pacientky a její datum narození**.
- Odeberte do zkumavky 8-10 ml periferní krve tak aby byla zkumavka téměř plná
- Zkumavku 5-10krát promíchejte (dnem vzhůru a zase zpět).
- **Odebranou krev vždy skladujte při pokojové teplotě, nikdy neskladujte zkumavky v lednici nebo v mrazáku!**

## Uzavřete box a odešlete kurýrem.

- Zkumavku vložte do přepravního boxu s logem PrenatalAdvance®.
- Do přepravního boxu přidejte podepsané dokumenty ([Žádost o provedení testu](#), [Informovaný souhlas](#)). Box zavřete a vyčkejte na kurýra.
- Předejte kurýrovi box společně s přepravním listem, který jste od nás obdrželi emailem.



### Odešlete informace o odběru a vyčkejte na výsledek.

- Na [info@prenataladvance.cz](mailto:info@prenataladvance.cz) zašlete informaci o odeslání vzorku připojte informace  
1. jméno pacientky 2. datum narození 3. datum odběru 4. doklad o úhradě testu pacientky
- Do 3-7 pracovních dnů od obdržení vzorku laboratoří Vám budou zaslány výsledky.